

# Mood Feel



01.07.2022 - bis auf Widerruf

**Mood Feel**  
Selection-Feel



- Gestell:** Stahlrohrrahmen
- Unterfederung Sitz:** Stahlwellen - Federn
- Sitzkomfort:** Polyätherschaum
- Polsterung Rücken und Armteil:** Polyätherschaum
- Aufstehhilfe:** Max. Belastbarkeit 130 kg
- Kopfpolsterverstellung:** generell mit Raster und Rückholfeder ausgestattet
- 4 Fußvarianten:** Drehteller Edelstahl, Holz und Holz mit Öffnungen, Sternfuß - preisgleich lieferbar



- Sternfuß lieferbar in den Farben:** chrom, schwarz matt
- Lieferbare Beiztonfarben:** buche erle, nussbaum hell, wenge
- Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:** Kernbuche, Eiche geölt, Eiche bianco



**Kontrastnaht:** nur auf Kundenwunsch!  
Kontrastnaht 1: beige  
Kontrastnaht 2: braun  
Kontrastnähte nur Farbe **beige** oder **braun** bei allen Stoffen und Leder möglich.  
**Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!**

Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

**Ergonomie:** Für jede Körpergröße der passende Sessel.  
Zehn Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

**3 Sitzhöhen:** 45 / 47 / 49 cm  
**3 Sitztiefen:** 50 / 53 / 55 cm

**Ergonomiematrix:**

|          |       | Sitztiefe |           |           |       |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
|          |       | 50 cm     | 53 cm     | 55 cm     | 55 cm |
| Sitzhöhe | 45 cm | <b>S1</b> | <b>S2</b> | <b>S3</b> |       |
|          | 47 cm | <b>M1</b> | <b>M2</b> | <b>M3</b> |       |
|          | 49 cm | <b>L1</b> | <b>L2</b> | <b>L3</b> |       |

**Ergonomie XL:** 9 cm mehr Liegefläche = ca. 5 cm höherer Rücken und ca. 4 cm längeres Fußteil.  
Bei der Herz-Waage Funktion verlängert sich das Fußteil nicht zusätzlich - siehe Funktionsbeschreibung.

**Standardmäßig ist der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich.**

Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor

## Mood Feel

Selection-Feel

### Funktionsbeschreibung:



|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Grundversion:                                     | Funktion manuell mit Gasdruck: | Manuelle Verstellung der Fußstütze. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Metallhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition.   |
| Fußteil-Verlängerung:                             |                                | Die Fußteil-Verlängerung verlängert die Liegelänge um ca. 4 cm und ist bei allen Ausstattungsvarianten lieferbar.<br>Bei der Funktion 3-motorisch Herz-Waage generell inklusive und muss nicht zusätzlich bestellt werden.<br>(Ausnahme: Ergonomie XL, hier ist die Fußteil-Verlängerung von 4 cm, bereits durch die Ergonomie gegeben)   |
| Funktion 2-motorisch:                             |                                | Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.<br>Gegen Aufpreis auch mit Akku lieferbar.  |
| Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe:            |                                | Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.<br>Gegen Aufpreis auch mit Akku lieferbar.   |
| Funktion 3-motorisch Herz-Waage:                  |                                | Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.<br>Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.<br>Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.<br>Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch eine Fußteil-Verlängerung (ca. 4 cm) sowie das mitlaufende Armteil integriert.<br>(Ausnahme: Ergonomie XL, hier ist die Fußteil-Verlängerung von 4 cm, bereits durch die Ergonomie gegeben)<br>Auch mit Akku lieferbar.<br><br>Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz.<br>Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen.<br>Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird. |
| Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe: |                                | Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.<br>Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.<br>Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.<br>Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch die Fußteil-Verlängerung (ca. 4 cm) sowie das mitlaufende Armteil integriert.<br>(Ausnahme: Ergonomie XL, hier ist die Fußteil-Verlängerung von 4 cm, bereits durch die Ergonomie gegeben)<br>Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.<br>Gegen Aufpreis auch mit Akku lieferbar.  |
| Kopfteilverstellung motorisch:                    |                                | Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor.<br>Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.   |
| Funktion mitlaufendes Armteil:                    |                                | Optional besteht die Möglichkeit den Sessel mit der Funktion mitlaufendes Armteil auszustatten. Funktionsbeschreibung siehe Seite 3.<br>Bei der Funktion 3-motorisch Herz-Waage generell inklusive und muss nicht zusätzlich bestellt werden.   |

\*\*\*\*\*


**Funktionsbeschreibung/ -darstellung:**

**Funktion: manuell mit Gasdruck und mitlaufendem Armteil**

- Schritt 1: Bedienelement nach vorne drücken - Schließmechanismus der Fußstütze wird geöffnet  
Schritt 2: Durch leichten Körperdruck gegen die Rückenlehne und gleichzeitiges Entlasten der Fußstütze bewegt sich das Fußbrett nach oben zur TV-Position. Gleichzeitig senken sich die Armlehnen in eine bequeme Komfortposition ab.



Durch bewegen des Bedienelement nach hinten kann der Rücken durch leichten Körperdruck stufenlos bis zur Liegeposition verstellt werden.



**Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktion**

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.



**Mood Feel**  
Selection-Feel

|  |  |
|--|--|
|  | 1<br> |
| Typen:   | <b>Drehessel</b>   |
| Typ-Nr.:   | <b>1222</b>  |
| B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3) | <b>80 / 112 - 116 / 80</b>   |
| B/H/T in cm bei Ergonomie XL                               | <b>80 / 119 / 84</b>   |
| Sitztiefe in cm  | <b>50/53/55</b>  |
| Sitzhöhe in cm   | <b>45/47/49</b>  |
| Sitzbreite in cm   | <b>51</b>  |
| Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 50 cm                     | <b>167</b>   |
| Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm                     | <b>170</b>   |
| Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm                     | <b>172</b>   |
| Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm - Ergonomie XL      | <b>181</b>   |

**Wird die Komfortausstattung Fußteil-Verlängerung gewählt verlängert sich die Liegelänge um zusätzliche 4 cm.**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Stoffgruppe B (PG 01)          |     |
| Stoffgruppe B1 (PG 02)         |     |
| Stoffgruppe B2 (PG 03)         |     |
| Stoffgruppe C (PG 04)          |     |
| Stoffgruppe D (PG 05)          |     |
| Stoffgruppe E (PG 06)          |     |
| Stoffgruppe F (PG 07)          |     |
| Stoffgruppe I (PG 12)          |     |
| Leder Punch                    |     |
| Leder LL Duca                  |     |
| Leder Rancho, LL Dolcia        | --- |
| Leder 93, LL Nubia, LL Evita   | --- |
| Leder LL Eleganzia, Leder Reno |     |

**Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:**

|   |     |
|---|-----|
| Kopfteilverstellung motorisch*,<br>Typ 0236 (FUNK0254)                                    |     |
| Funktion 2-motorisch,<br>Typ 0057 (FUNK0023)  |     |
| Funktion 2-motorisch mit Akku,<br>Typ 0130 (FUNK0027)                                     |     |
| Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe,<br>Typ 0065 (FUNK0026)                             |     |
| Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe und Akku,<br>Typ 0302 (FUNK0319)                    |     |
| Funktion 3-motorisch Herz-Waage,<br>Typ 0328 (FUNK0330)                                   |     |
| Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Akku,<br>Typ 0331 (FUNK0331)                          |     |
| Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe,<br>Typ 0343 (FUNK0345)                  |     |
| Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe mit Akku,<br>Typ 0345 (FUNK0346)         | --- |
| Mitlaufendes Armteil**,<br>Typ 0178 (FUNK0208)  |     |
| Fußteil-Verlängerung**,<br>Typ 0326 (FUNK0332)  |     |
| Drehteller Kernbuche/Eiche geölt/Eiche bianco,<br>Typ 0204 (FAR0059 / FAR0060 / FAR 0070) |     |

\*Kopfteilverstellung motorisch nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

\*\*Bei der Funktion 3-motorisch Herz-Waage generell inklusive und muss nicht zusätzlich bestellt werden.  
(Fußteilverlängerung bei Ergonomie XL nicht bestellbar, da bereits integriert)